



 <b>INSTITUT PASTEUR</b>	Support d'enregistrement	Version
CNR Bactéries Anaérobies et Botulisme	<b>FICHE D'ACCOMPAGNEMENT DE PRELEVEMENT POUR UNE RECHERCHE D'ANTICORPS NEUTRALISANTS ANTI-TOXINE BOTULIQUE</b>	C

**CENTRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE DES BACTÉRIES ANAÉROBIES ET DU BOTULISME**

25-28, rue du Dr. Roux  
75724 Paris Cedex 15  
France

E-mail : cnranaerobies@pasteur.fr

	Téléphone	Fax
Christelle MAZUET	+33 (0)1 45 68 84 56	+33 (0)1 40 61 31 23
Laure DIANCOURT	+33 (0)1 40 61 35 09	
Laboratoire	+33 (0)1 45 68 83 10	

Le Centre National de Référence des Bactéries Anaérobies et du botulisme prend en charge la recherche d'anticorps neutralisants anti-toxine botulique dans les conditions pré-analytiques suivantes :

Type d'échantillon	Milieu de transport	T°C de transport	Délai d'acheminement	Délai de rendu de résultat	Informations spécifiques
Prélèvements biologiques	<b>sérum</b> : tube sec (sans anticoagulant) ou gel avec activateur de coagulation.	Entre 5°C et 25°C <b>(Ne pas congeler)</b>	24-48 heures	1 semaine maximum	Consulter les pages web du CNR  Et/Ou  Contacter le CNR

1. Le prélèvement de sérum doit être en quantité suffisante (**minimum 5 ml par type d'anticorps recherché**).
2. Le questionnaire au verso doit être correctement rempli et joint obligatoirement au prélèvement.
3. Le conditionnement des envois doit être conforme aux exigences réglementaires applicables aux substances biologiques périssables infectieuses.