



 Institut Pasteur <b>CNR Bactéries Anaérobies          et Botulisme</b>	Support d'enregistrement	Version
	<b>FICHE D'ACCOMPAGNEMENT DE SOUCHE</b>	C

**CENTRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE DES  
BACTÉRIES ANAÉROBIES ET DU BOTULISME**

25-28, rue du Dr. Roux  
75724 Paris Cedex 15  
France

E-mail : cnranaerobies@pasteur.fr

	Téléphone	Fax
Christelle MAZUET	+33 (0)1 45 68 84 56	+33 (0)1 40 61 31 23
Malika GOUALI	+33 (0)1 40 61 35 09	
Laboratoire	+33 (0)1 45 68 83 10	

Le Centre National de Référence des Bactéries anaérobies et du Botulisme prend en charge l'identification ou le typage de souche bactérienne dans les conditions pré-analytiques suivantes :

Type d'échantillon	Milieu de transport	T°C de transport	Délai d'acheminement	Délai de rendu de résultat	Informations spécifiques
Souche	gélose au sang sous sachet de type Anaerogen Compact (Oxoid), Anaerocult P (Merck) ou système similaire, préincubée pour vérifier que la souche est en culture pure. <b>éventuellement:</b> gélose profonde (type VF), milieux pré-réduits <b>A proscrire :</b> transport sur écouvillon et d'une façon générale tout milieu permettant un contact avec l'air	Entre 5°C et 25°C	Non critique	2 semaines maximum après réception du prélèvement	Consulter les pages web du CNR  Et/ou Contacter le CNR

1. Le questionnaire au verso doit être correctement rempli et joint obligatoirement au prélèvement.
2. Le conditionnement des envois doit être conforme aux exigences réglementaires applicables aux substances biologiques périssables infectieuses.