

SEROLOGIE ANTIRABIQUE par RFFIT (méthode de référence OMS)
TITRAGE DES ANTICORPS ANTIRABIQUE PAR SERONEUTRALISATION
FICHE DE RENSEIGNEMENTS – A joindre à l'échantillon

PRESCRIPTEUR

Nom :
Adresse :
Tél :
Courriel MSSanté :
Date de la demande :/...../.....

PATIENT

Nom :
Nom de naissance :
Prénom :
Date de naissance :/...../.....
Genre :
Numéro d'identification :

INFORMATION PREALABLE DU PATIENT

En vertu de l'article L 1211-2 du Code de la Santé Publique et de la Loi Informatique et Libertés, chaque patient doit être informé de l'utilisation possible à des fins de recherches des échantillons biologiques collectés et des données associées (dans le respect de la confidentialité) par le CNR de la rage (CNRR) et par l'unité de recherche qui l'héberge. Ces recherches portent sur le développement des techniques d'identification et de caractérisation des agents infectieux, et sur l'amélioration de la compréhension des mécanismes physiopathologiques qui leur sont associés. Toute recherche en matière de génétique humaine est exclue de cette démarche. Chaque patient peut, s'il le souhaite, refuser l'utilisation de ses prélèvements et/ou de ses données personnelles à des fins de recherches. Suite à cette information, le patient (ou pour les mineurs ; le(s) titulaire(s) de l'autorité parentale / pour les majeurs sous tutelle : le tuteur ou son(ses) représentant(s) légal(aux) (lorsque l'état clinique du patient le justifie ou en cas de décès du patient)) :

s'oppose (nt)

ne s'oppose (nt) pas

A l'utilisation secondaire des prélèvements et des données collectées dans le cadre de la recherche sur **le développement des techniques d'identification et de caractérisation des agents infectieux, et sur l'amélioration de la compréhension des mécanismes physiopathologiques qui leur sont associés.**

Nom et signature du médecin ayant recueilli l'avis du patient :
Date :

PRELEVEMENT(S)

Date(s) de prélèvement :/...../.....
...../...../.....
Heure(s) de prélèvement :H.....
.....H.....

Modalités de prélèvement et transport

Sérum sur tube sec (obtenu après coagulation et centrifugation du sang)

Volume minimum 500 μ L

Acheminement : congelé ou réfrigéré

INDICATION DE L'EXAMEN

PRE-EXPOSITION

Professionnel soumis à un risque rabique continu ou fréquent (laboratoire)
Professionnel non soumis à un risque rabique continu ou fréquent (vétérinaires...)
Chiroptérologue
Autre :

POST-EXPOSITION

Immunodépression
Ecart au protocole (dates, voie, vaccin non validé par l'OMS...)
Exposition à une chauve-souris
Autre :

A ADRESSER AU CNR de la Rage – INSTITUT PASTEUR
28, rue du Dr. ROUX – 75724 Paris Cedex 15
Tel : 01.45.68.87.50 ; Email : cnrrage@pasteur.fr

La version garantie à jour de ce document est en ligne sur le site Intranet Webcampus

Référence	Version	Date
RR00101-05	I	03-04-2026